

БАЛЛОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ

MEDISELECT® II



КОМПЛЕКТАЦИЯ - MEDISELECT

- Входной фильтр от механических загрязнений
- Предохранительные устройства для предотвращения превышения установленного уровня рабочего давления
- Индикатор давления на входе
- Регулятор давления на выходе: расходомер с окошком и точностью измерения $\pm 10\%$
- Гайка для зажатия вручную

ПРИМЕНЕНИЕ

- Снижение давления медицинских газов, отбираемых из баллонов под давлением
- Прямой источник кислорода для пациента
- Источник кислорода для других устройств или подачи в распределение

ПРИМЕЧАНИЕ

- Редукционные вентили одноступенчатые, мембранные, с предварительно установленным давлением на выходе
- В случае длительной кислородной ингаляционной терапии рекомендуется увлажнять кислород (напр. при помощи увлажнительного баллона MEDIWET 200)



D1



D2



D3



D5

| Арт. N | Оборудование | Газ | Расход газа л/мин | Соединение Входное | Стандарт Соединение | Вид |
|---------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----|
| 0720117 | MEDISELECT II 2 | O ₂ | G3/4" | 9/16" | | D1 |
| 0720204 | MEDISELECT II 6 | O ₂ | G3/4" | 9/16" | | D2 |
| 0720205 | MEDISELECT II 25 | O ₂ | G3/4" | 9/16" | | D2 |
| 0720120 | MEDISELECT II 25QC | O ₂ | G3/4" | 9/16" | DIN QC | D5 |
| 0720125 | MEDISELECT II 25QC | O ₂ | G3/4" | 9/16" | DIN QC | D3 |
| 0720226 | MEDISELECT II 6 | O ₂ | W 21,8 | 9/16" | | D1 |
| 0720197 | MEDISELECT II 25 | O ₂ | W 21,8 | 9/16" | | D1 |
| 0720217 | MEDISELECT II 25QC | O ₂ | W 21,8 | 9/16" | DIN QC | D3 |
| 0720114 | MEDISELECT II 25 | O ₂ | W 21,8 | G3/8" | | D2 |

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ ШАГОВЫХ РАСХОДОМЕТРОВ

| Оборудование | Расход газа л/мин. |
|------------------|---|
| MEDISELECT II 2 | 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1 - 1,1 - 1,5 - 2 |
| MEDISELECT II 6 | 0 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| MEDISELECT II 25 | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 15 - 25 |



MEDISELECT® Xe



Входное/Выходное давление: 200 бар/4 бар

| Арт. N | Оборудование | Газ | Маркировка | Расход газа | Выходное соединение | Входное соединение |
|---------|---------------|--------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------|
| 0720303 | MEDISELECT Xe | медицинский ксенон | Xe | 0-12 л/мин | 9/16" | W21,8x1/14" |